

بسمه تعالی

دستورالعمل ارسال نمونه به شرکت کیسار (NGS+ طرح)

1. آمادسازی حداقل 50 میکرولیتر DNA بیمار (با غظت 50-100 نانوگرم)
 2. درج نام بیمار، تست درخواستی روی میکروتیوب های DNA (الزاما میکروتیوب 1.5)
 3. پیچیدن پارافیلیم به دور درب میکروتیوب
 4. پذیرش بیمار در سایت به آدرس زیر مطابق با "دستورالعمل ثبت نمونه در سایت"
<<https://keysarco.com>> حساب کاربری< ثبت نمونه جدید
 5. پرینت فرم پس از پذیرش بیمار از سایت و درج مهر و امضاء آزمایشگاه روی آن
 6. گذاشتن فرم پذیرش مذکور همراه نمونه DNA (در کنار یخ ژله ای) یونولیت ارسال نمونه
 7. درج آدرس و شماره تماس مرکز محترمتان و شرکت کیسار بروی یونولیت ارسال نمونه
- آدرس شرکت کیسار: تهران فلکه دوم صادقیه خیابان اعتمادیان غربی پلاک ۲۹ دانشگاه ابن سینا
 - شماره تماس شرکت کیسار: 09366119173